

Pipettatore elettrico Pipet-Aid


IL pipettatore elettrico Pipet-Aid è diventato uno strumento indispensabile in tutti i laboratori dove l'attività quotidiana è la manipolazione di liquidi (anche pericolosi).

Dotato di un sistema brevettatoe meccanismo di controllo assicura un facile utilizzo e garantisce precisione di volume sia in aspirazione che in dispensazione.

La valvola di controllo protegge contro l'eccessiva aspirazione del liquido e l'opzionale "Tissue Culture Noisepice" impedisce la contaminazione crociata dovuta a un eccesso di pipettaggio. Una unità di filtrazione è prevista come optional per l'uso con materiali a rischio biologico.

Può essere utilizzato sia con pipette in vetro che in plastica

Alimentazione a rete 220V







Dual Pump Filtration Unit

CODICE	MODELLO
4-220	Pipet-aid ® senza filtro TC da 2 Micron e senza filtro Hepa sulla pompa, 220 V.
4-221	Pipet-aid ® senza filtro TC da 2 Micron, con filtro Hepa sulla pompa, 220 V.
4-220-TC	Pipet-aid $^{\circ}$ per Coltura Tessuti, con filtro TC da 2 Micron, senza filtro Hepa sulla pompa, con 4 filtri TC di ricambio, 220 V.
4-221-TC	Pipet-aid ® per Coltura Tessuti, con filtro TC da 2 Micron, con filtro Hepa sulla pompa, con 4 filtri TC di ricambio, 220 V.



 ϵ

ELETTROFOR S.A.S Viale della cooperazione 38-40 45100 Borsea (RO) TEL. 0425-474533 FAX 0425-474918 Email: info@elettrofor.it